

ETHOSS DEGRANULAATIOPORASETTI

EthOss Regeneration Ltd - www.ethoss.dental - info@ethoss.dental - Tel: +44 (0)1535 843106
Rekisteröity kotipaikka: info@ethoss.dental. 8 Ryefield Court, Ryefield Way, Silsden, West Yorkshire, DB20 0DL, UK Englannissa ja Walesissa rekisteröity yhtiö.
Yrityksen rekisteröintinumero: 8387758.

**EthOss Degranulaatioporat - PUHDISTUSOHJEET****Sterilointi**

Poranterät ja imuputki toimitetaan steriloimattomina, ja ne on steriloitava ennen ensimmäistä käyttöä ja jokaisen potilaan jälkeen.

Sterilointi on suoritettava autoklaavissa seuraavissa olosuhteissa:

Lämpötila: 132 °C - 135 °C (270 F-275 F), paine: 2 ilmakehää, aika: 20 minuuttia, kuivaus: 15 minuuttia.

Käytön jälkeen osat on puhdistettava:

- Kastele poranterät 3-prosenttisessä vetyperoksidiliuoksessa 5 minuutin ajan.
- Puhdista poranterät metalliharjalla.
- Kastele poranterät Dakinin liuoksessa 5 minuutin ajan.
- Puhdista poranterät saippualla ja pehmeällä harjalla.
- Käytä poranterät ultraäänipesurissa 15 minuutin ajan.
- Steriloi uudelleen edellä mainitulla tavalla.

Säilytys

Käyttäjän on vältettävä kaikkia toimia, jotka voivat vaikuttaa tuotteen merkintöihin tai säilyvyyteen, instrumentin pintaan tai geometriaan, kuten tarpeetonta voimankäyttöä, kuumuutta, UV-säteilyä, kosteutta jne.

Eurooppalainen edustaja:

Ido Strauss

Strauss Industrial Diamonds Deutschland GmbH

Eichholzer Strasse 7a

21436 Marschacht, Saksa

Valmistaja:

Strauss & Co

19, Hayezira St. Industrial Zone

PL 2521 Raanana, Israel

Maahantuonti:

Kompodent

Fox-yrityskeskus

Wärtsilänkatu 61

04440 Järvenpää